

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Icam-1/Cd54 Para Wb, Ihc-P, Fc, Elisa - Q00238

Número de artículo: CM0011796

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ICAM-1/CD54 de rata, validado para WB, IHC-P, FC, ELISA. Reacciona con rata. Ideal para el estudio de adhesión de leucocitos, migración transendotelial e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ICAM-1/CD54 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CD54; ICAM
Especie	Rata
GenelD (humano)	3383
GenelD	25464
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-493 de ICAM-1/CD54 de rata (NP_037099.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, FC, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q00238
Peso molecular de la proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo