

Polymab® Policlonal De Conejo Anti-Icam2/Cd102 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35330

Número de artículo: CM0006114



Introducción

Anti-ICAM2/CD102 Rabbit PolymAb® (monoclonal recombinante) validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce la ICAM2 de ratón, una molécula de adhesión celular implicada en la migración de leucocitos. Inmunógeno recombinante, 31 kDa, envío en hielo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ICAM2/CD102 Rabbit PolymAb®
Observaciones/Alias	CD102; Ly-60; Icam-2
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3384
GeneID	15896
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-222 de la ICAM2/CD102 de ratón (NP_034624.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P35330
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo