

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Id3 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02535

Número de artículo: CM0027711



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al ID3 humano, adecuado para IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconoce el ID3 de humano, ratón y rata. Investigue la regulación transcripcional, la miogénesis y las vías del reloj circadiano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ID3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HEIR-1; bHLHb25; ID3
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	3399
ID de Gen	3399
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-119 del ID3 humano (NP_002158.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02535
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo