

Anticuerpo Policlonal Anti-Ier5 De Conejo Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q5Vy09

Número de artículo: CM0020744



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína del gen de respuesta temprana inmediata 5 (IER5), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Adecuado para muestras humanas, de ratón y de rata. Participa en la regulación de la transcripción, la respuesta al estrés por choque térmico y el control del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IER5 Conejo pAb
Observaciones/Alias	SBBI48; IER5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51278
GeneID	51278
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de IER5 humano (NP_057629.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5VY09
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo