

Anticuerpo Policlonal Anti-Ifit3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14879

Número de artículo: CM0030126



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IFIT3 validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con IFIT3 de humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de la inmunidad antiviral innata, la regulación del ciclo celular y las vías de señalización de interferones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IFIT3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	P49, Ifi49, IFIT3
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	3437
GeneID	15959
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 128-331 de la IFIT3 de ratón (NP_034631.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14879
Peso de la Proteína	56kDa
Envío	Bolsa de hielo