

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ifitm3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q01628

Número de artículo: CM0006598

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra IFITM3 humano (1-8U, IP15, DSPA2b), validado para WB, IHC-P y ELISA. Ideal para estudiar la inmunidad innata antiviral y los mecanismos de entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IFITM3 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	1-8U; IP15; DSPA2b; IFITM3
Especie	Humano
GeneID (humano)	10410
GeneID	10410
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-57 del IFITM3 humano (NP_066362.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q01628
Peso Proteico	15kDa
Envío	Bolsa de hielo