

Anticuerpo Policlonal Anti-Ifngr2 Para Wb Y Elisa - P38484

Número de artículo: CM0016716



Introducción

Este anticuerpo policlonal de conejo detecta IFNGR2 humano (receptor 2 del interferón gamma), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con rata. Ideal para estudiar la señalización del interferón gamma y la función del receptor.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra IFNGR2
Observaciones/alias	AF-1, IFGR2, IMD28, IFNGT1, IFNGR2
Especie	Humana
ID del gen (humano)	3460
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 221-322 de IFNGR2 humano (NP_005525.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, rata
SWISS	P38484
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo