


Anticuerpo Policlonal Anti-Igf2Bp3 Para Wb, Elisa - 000425

Número de artículo: CM0028782



Introducción

IGF2BP3 Conejo pAb para WB, ELISA. Validado en Humano, Ratón, Rata. Dirigido a la proteína de unión al ARNm del factor de crecimiento similar a la insulina 2 (IMP3/KOC). Ideal para investigación del cáncer y estudios de biología del ARN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IGF2BP3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	KOC, CT98, IMP3, KOC1, IMP-3, VICKZ3
Especie	Humano
GeneID	10643
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de IGF2BP3 humano (NP_006538.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	000425
Peso Proteico	64kDa
Envío	Bolsa de hielo