


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Igfbp2 Para Wb Y Elisa - P18065

Número de artículo: CM0018020



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra IGFBP2 humano, para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Reconoce una proteína de aproximadamente 35 kDa. Ideal para investigar la proliferación, diferenciación y migración mediadas por IGF.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-IGFBP2
Observaciones/Alias	IBP2; IGF-BP53; IGFBP2
Especie	Humano
ID del gen (humano)	3485
ID del gen	3485
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de IGFBP2 humano (NP_000588.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P18065
Peso de la proteína	35 kDa
Envío	Bolsa de hielo