

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Igfbp3 Para Wb Y Elisa - P47878

Número de artículo: CM0029803

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IGFBP3 de ratón, validado para WB y ELISA. Detecta IGFBP3 de ratón y rata. Apto para estudios de apoptosis y señalización de IGF.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | IGFBP3 Conejo pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | IGFBP-3; IGfbp3                                                                                                                      |
| Especie             | Ratón                                                                                                                                |
| GeneID (Humano)     | 3486                                                                                                                                 |
| GeneID              | 16009                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 28-292 de IGFBP3 de ratón (NP_032369.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Reactividad Cruzada | Ratón, Rata                                                                                                                          |
| SWISS               | P47878                                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 32kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |