


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ikzf2 Para Wb Y Elisa - Q9Uks7

Número de artículo: CM0016932



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra IKZF2 humano (Helios), validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Estudie la estabilidad de las células T reguladoras (Treg), la represión de IL-2 y el desarrollo auditivo. Q9UKS7.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo IKZF2
Observaciones/Sinónimos	ANF1A2; HELIOS; ZNF1A2; ZNFN1A2; IKZF2
Especie	Humano
GeneID (humano)	22807
GeneID	22807
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-440 de IKZF2 humano (NP_001072994.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9UKS7
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo