

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-IL17A Para Wb, Elisa - Q62386

Número de artículo: CM0007333

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra IL-17A de ratón, validado para WB y ELISA. Reconoce una proteína de 17 kDa implicada en la inmunidad Th17 y la inflamación. Ideal para la investigación de la respuesta inmune y la defensa del huésped.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL17A Rabbit mAb
Observaciones/Alías	IL17; Ctlα8; IL-17; Ctlα-8; IL-17A; IL17A
Especie	Ratón
ID del gen	16171
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-158 de IL17A de ratón. (NP_034682.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q62386
Peso proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo