

Anticuerpo Policlonal Anti-IL17Rd Para Wb Y Elisa - Q8Nfm7

Número de artículo: CM0017827

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la IL17RD humana (SEF, IL17RLM), validado para WB y ELISA. Detecta IL17RD humana, de ratón y de rata. Adecuado para el estudio de la señalización por FGF, la inhibición de la vía Ras-MAPK y la localización de receptores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL17RD Rabbit pAb
Observaciones/Alíase	SEF; HH18; IL-17RD; IL17RLM; IL17RD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54756
GeneID	54756
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 150-300 de la IL17RD humana (NP_060033.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8NFM7
Peso de la proteína	82 kDa
Envío	Bolsa de hielo