

Anticuerpo Monoclonal Anti-IL1B De Conejo Para Wb, If-P, Elisa - P01584

Número de artículo: CM0004905



Introducción

mAb de conejo anti-IL1 β de alta especificidad validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona con ser humano. Se dirige a una citoquina proinflamatoria clave en la respuesta inmune y la investigación de enfermedades. Ideal para el desarrollo de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	mAb anti-IL1 β de conejo
Observaciones/Alias	IL-1; IL1F2; IL1beta; IL1-BETA; IL1 β
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	3553
ID del gen	3553
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 170-269 de IL1 β (NP_000567.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P01584
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo