


Anticuerpo Policlonado De Conejo Anti-IL2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P60568

Número de artículo: CM0023605



Introducción

Anticuerpo policlonado de conejo de alta calidad contra IL-2 (IL2) humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre respuesta inmune y linfocitos T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL2 pAb de conejo
Notas/Alias	IL-2; TCGF; linfoquina; IL2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3558
GeneID	3558
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 21-153 de IL2 (NP_000577.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonados
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60568
Peso Proteico	18kDa
Envío	Bolsa de hielo