


Anticuerpo Policlonal Anti-IL20Rb Para Wb, Elisa - Q6Uxl0

Número de artículo: CM0024819



Introducción

CamelBio ofrece este anticuerpo policlonal anti-IL20RB de conejo, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada contra humano, ratón y rata, para investigación sobre receptores de citocinas e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL20RB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DIRS1; FNDC6; IL-20R2; IL20RB
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	53833
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 48-177 de IL20RB humana (NP_653318.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6UXL0
Peso de la Proteína	35kDa
Envío	Bolsa de hielo