

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL33 Para Wb, Elisa - 095760

Número de artículo: CM0031073



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo CamelBio anti-IL33 para WB y ELISA, detecta IL33 humana, de ratón y de rata. Apto para estudiar la diferenciación de células Th2, la señalización de alarminas y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-IL33
Observaciones/Alias	DVS27; IL1F11; NF-HEV; NFEHEV; C9orf26; IL33
Especie	Humano
GeneID (humano)	90865
GeneID	90865
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 110-190 de la IL33 humana (NP_254274.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	095760
Peso Proteico	31kDa
Envío	Bolsa de hielo