

Anticuerpo Policlonal Anti-IL4I1 Para Wb, Elisa - Q96Rq9

Número de artículo: CM0025950

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IL4I1 humano, validado para WB y ELISA. Reconoce IL4I1 humano, de ratón y de rata. Útil para investigación de inmunología y oncología que involucre la L-amino-ácido oxidasa y la vía AHR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	IL4I1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LAO; FIG1; LAAO; hIL4I1; IL4I1
Especie	Humano
GeneID (humano)	259307
GeneID	259307
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-220 del IL4I1 humano (NP_690863.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96RQ9
Peso Proteico	63kDa
Envío	Bolsa de hielo