

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-IL4R Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24394

Número de artículo: CM0017420



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a IL4R (CD124) humano. Validado para WB, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre alergias y diferenciación de Th2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IL4R Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CD124; IL4RA; IL-4RA; IL4R
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3566
GeneID	3566
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-232 de IL4R humano (NP_000409.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24394
Peso de la proteína	90kDa
Envío	Bolsa de hielo