

Anticuerpo Policlonal Anti-IL5Ra De Conejo Para Wb, Elisa - Q01344

Número de artículo: CM0030078



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo IL5RA validado para WB y ELISA; reacciona con humano, ratón, rata. Dirigido al receptor de interleucina-5 alfa, esencial para la biología de eosinófilos. Ideal para el desarrollo de ensayos IVD e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo pAb de Conejo IL5RA
Observaciones/Alias	IL5R; CD125; CDw125; HSIL5R3; IL5RA
Especie	Humano
ID del Gen	3568
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-335 de IL5RA humano (NP_783855.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q01344
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo