

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ilf2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q12905

Número de artículo: CM0010930

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ILF2 humana. Validado para WB, IHC-P y ELISA con amplia reactividad (humano, ratón, rata). Ideal para estudios de transcripción e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb anti-ILF2 de conejo
Observaciones/Alias	NF45; PRO3063; ILF2
Especie	Humano
GenelD	3608
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 200-300 de ILF2 humana (Q12905)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q12905
Peso de la proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo