


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Impdh1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P20839

Número de artículo: CM0028436



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IMPDH1 humana (P20839), validado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Es una enzima clave en la biosíntesis de nucleótidos de guanina, ideal para investigación de crecimiento celular y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IMPDH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IMPD; RP10; IMPD1; LCA11; IMPDH-I; sWSS2608; IMPDH1
Especie	Humana
ID de gen (Humano)	3614
ID de gen	3614
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 434-563 de la IMPDH1 humana (NP_899066.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20839
Peso de proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo