

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Inpp5K Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bt40

Número de artículo: CM0029693

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-INPP5K validado para WB, IF/ICC, ELISA en Humano, Ratón, Rata. Ideal para estudiar la señalización de inositol fosfato, la regulación del citoesqueleto de actina y la captación de glucosa mediada por insulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	INPP5K Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PPS; SKIP; MDCCAID; INPP5K
Especie	Humano
GeneID	51763
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 149-448 de INPP5K humana (NP_057616.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BT40
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo