


Anticuerpo Policlonal Anti-Irak4 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nwz3

Número de artículo: CM0024586



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IRAK4 humana, una quinasa clave en la inmunidad innata. Validado para WB, IF/ICC y ELISA; reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación de la señalización de TLR/IL-1R y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IRAK4 Rabbit pAb
Notas/Alias	IPD1; IMD67; REN64; IRAK-4; NY-REN-64; IRAK4
Especie	Humana
GeneID (humano)	51135
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NWZ3
Peso proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo