

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ire1 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - O75460

Número de artículo: CM0024684



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IRE1 humano (ERN1). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta IRE1 en humano, ratón, rata. Sensor clave del estrés del RE y la vía UPR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	IRE1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IRE1; IRE1P; IRE1a; hIRE1p
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2081
GeneID	2081
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 286-435 de IRE1 humano (NP_001424.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O75460
Peso Proteico	110 kDa
Envío	Bolsa de hielo