

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Irf3 (Iiae7) Para Wb Y Elisa - Q764M6

Número de artículo: CM0028542

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IRF3 (IIAE7), validado para detección en WB y ELISA, se dirige a IRF3 de Sus scrofa con reactividad cruzada con humano. Adecuado para estudios de inmunidad innata y virus.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	IRF3 Rabbit pAb
Notas/Alias	IIAE7
Especie	Sus scrofa
GenelD (humano)	3661
GenelD	396656
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de IRF3 de Sus scrofa (NP_998935.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q764M6
Peso de la proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo