

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Irf8 Para Wb Y Elisa - Q02556

Número de artículo: CM0028355

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra IRF8, validado para WB y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para estudiar el factor de transcripción involucrado en la diferenciación de células inmunes y la señalización de interferón.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | IRF8 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Observaciones/Alias | ICSBP, IRF-8, ICSBP1, IMD32A, IMD32B, H-ICSBP, IRF8                                                                                |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| GenelD (humano)     | 3394                                                                                                                               |
| GenelD              | 3394                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 137-426 del IRF8 humano (NP_002154.1) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                      |
| SWISS               | Q02556                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 48kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |