

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Islet1 Para Wb, Elisa - P61371

Número de artículo: CM0028848

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-Islet1 de alta calidad validado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona con Islet1 humano, de ratón y de rata, un factor de transcripción clave en el desarrollo. Ideal para investigación en neurociencia, cardiología y células madre.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Islet1 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Notas / Alias       | Isl-1; ISLET1; Islet1                                                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                            |
| GeneID (humano)     | 3670                                                                                                                              |
| GeneID              | 3670                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-349 de Islet1 humano (NP_002193.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                            |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                          |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                               |
| SWISS               | P61371                                                                                                                            |
| Peso Molecular      | 39kDa                                                                                                                             |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                    |