

Anticuerpo Policlonal Anti-Itgb3Bp Para Ihc-P Y Elisa - Q13352

Número de artículo: CM0014793



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ITGB3BP humano (CENPR, NRIF3). Validado para IHC-P y ELISA con reactividad cruzada a ratón y rata. Adecuado para estudios de centrómero, regulación de la transcripción y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ITGB3BP pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CENPR; NRIF3; TAP20; CENP-R; HSU37139; ITGB3BP
Especie	Humano
GeneID	23421
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-111 de ITGB3BP humano (NP_055103.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13352
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo