


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Itgb5 Para Wb Y Elisa - P18084

Número de artículo: CM0024617



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo anti-ITGB5 para WB y ELISA. Detecta ITGB5 de humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante, 88 kDa. Para estudios de adhesión celular y entrada viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ITGB5 Rabbit pAb
Notas / Alias	ITGB5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3693
ID del Gen	3693
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 490-720 del ITGB5 humano (NP_002204.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P18084
Peso de la Proteína	88kDa
Envío	Bolsa de hielo