

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Itih3 Para Wb, Elisa - Q06033

Número de artículo: CM0025451

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ITIH3 humano, adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta una banda de ~100 kDa. Para investigación sobre metabolismo del hialuronano y matriz extracelular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ITIH3 Rabbit pAb
Notas/Alias	H3P; SHAP; ITI-HC3; ITIH3
Especie	Humano
GeneID (humano)	3699
GeneID	3699
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-180 de ITIH3 humano (NP_002208.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q06033
Peso molecular de la proteína	100kDa
Envío	Bolsa de hielo