


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Itih4 Para Wb, Elisa - Q14624

Número de artículo: CM0014366



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra ITIH4 humana (cadena pesada H4 del inhibidor inter-alfa de tripsina), adecuado para WB y ELISA. Ideal para el estudio de respuestas de fase aguda y mecanismos inflamatorios específicos del hígado.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ITIH4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	H4P; IHRP; GP120; PK120; ITIHL1; PK-120; ITI-HC4; ITIH4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3700
GeneID	3700
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 689-930 de ITIH4 humano (NP_002209.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q14624
Peso Molecular	103kDa
Envío	Bolsa de hielo