


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Itpr3 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q14573

Número de artículo: CM0018363



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo de alta calidad dirigido a ITPR3 (IP3R-3), un canal de calcio. Adecuado para WB, IF/ICC, IP, ELISA en muestras humanas y de ratón. Ideal para estudios de señalización celular y homeostasis del calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ITPR3 Rabbit pAb
Notas/Alias	IP3R; CMT1J; IP3R3; ITPR3
Especie	Humano
GenelD (Humano)	3710
GenelD	3710
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1630-1870 de ITPR3 humano (NP_002215.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q14573
Peso de la Proteína	304kDa
Envío	Bolsa de hielo