


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Jab1/Csn5/Cops5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa, Chip - Q92905

Número de artículo: CM0007866



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra JAB1/CSN5/COPS5 (subunidad 5 del complejo signalosoma COP9), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA y ChIP en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de la vía ubiquitina-proteasoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	JAB1/CSN5/COPS5 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	CSN5; JAB1; SGN5; MOV-34; JAB1/CSN5/COPS5
Especie	Humano
ID de Gen	10987
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de JAB1/CSN5/COPS5 humano (Q92905)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92905
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo