

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Jak1 Para Wb Y Elisa - P23458

Número de artículo: CM0004638

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra JAK1 humano, adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. JAK1 es una tirosina-proteína quinasa implicada en la señalización de citoquinas (P23458).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	JAK1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	JTK3; AIIDE; JAK1A; JAK1B
Especie	Humano
GenelD	3716
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 721-820 del JAK1 humano (NP_002218.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23458
Peso Proteico	133kDa
Envío	Bolsa de hielo