

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Jam-A/Cd321 Para Wb, Elisa - Q92993

Número de artículo: CM0018909



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a JAM-A/CD321, adecuado para aplicaciones de WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Útil para estudios de adhesión celular y uniones estrechas. SWISS: Q92993.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	JAM-A/CD321 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JAM; Jcam; JAM-1; JAM-A; Jcam1; Ly106; ESTM33; 9130004G24; JAM-A/CD321
Especie	Ratón
GeneID (humano)	16456
GeneID	16456
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-242 de JAM-A/CD321 de ratón. (NP_001193762.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92993
Peso de la proteína	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo