


Anticuerpo Policlonal Anti-Jarid1B Para Wb, Elisa - Q9Ugl1

Número de artículo: CM0015025



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo JARID1B validado para WB y ELISA. Reconoce JARID1B humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación en biología de la cromatina y cáncer. - Q9UGL1

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	JARID1B Conejo pAb
Observaciones/Alias	CT31; PLU1; PUT1; MRT65; PLU-1; JARID1B; PPP1R98; RBP2-H1; RBBP2H1A
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10765
ID del Gen	10765
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1400-1500 de JARID1B humano (NP_006609.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UGL1
Peso Molecular de la Proteína	176kDa
Envío	Bolsa de hielo