

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Jarid2 Para Wb, Elisa - Q92833

Número de artículo: CM0008342



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a JARID2 (proteína que contiene el dominio Jumonji/ARID 2), adecuado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Reconoce una subunidad accesoria de PRC2 crítica para el desarrollo embrionario y la regulación de la cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	JARID2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	JMJ; DIDDF; JARID2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3720
GeneID	3720
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 del JARID2 humano (Q92833).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92833
Peso Proteico	139kDa
Envío	Bolsa de hielo