

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Jarid2 Para Wb Y Elisa - Q92833

Número de artículo: CM0030707



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra JARID2, validado para Western blot (WB) y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Se dirige a un regulador clave del PRC2 involucrado en el desarrollo embrionario y la modificación de la cromatina. Ideal para investigación en epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	JARID2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	JMJ; DIDDF; JARID2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	3720
ID de gen	3720
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1027-1246 de la JARID2 humana (NP_004964.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92833
Peso de la proteína	139 kDa
Envío	Bolsa de hielo