

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Jnk1/2/3 Para Wb, If-P, Elisa - P45983 / P45984 / P53779

Número de artículo: CM0004038



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a JNK1/2/3 (P45983/P45984/P53779) validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de señalización de estrés y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo JNK1/2/3
Observaciones/Alias	JNK; JNK-46; JNK1; JNK1A2; JNK21B1/2; PRKM8; SAPK1; SAPK1c; JNK1/2/3
Especie	Humano
GeneID	5599/5601/5602
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-383 de JNK1 humano (P45983).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P45983/P45984/P53779
Peso Proteico	46,54kDa
Envío	Bolsa de hielo