

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Jnk1/Jnk3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P45983 / P53779

Número de artículo: CM0004063



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra JNK1/JNK3 (P45983/P53779), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Adecuado para investigación en señalización del estrés, apoptosis e inflamación, y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo JNK1/JNK3
Observaciones/Alias	JNK; JNK-46; JNK1; JNK1A2; JNK21B1/2; PRKM8; SAPK1; SAPK1c; JNK1/JNK3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5599/5602
ID del Gen	5599/5602
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-383 de JNK1 humano (P45983). Este anticuerpo no reacciona de forma cruzada con la proteína JNK2.
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P45983/P53779
Peso Molecular de la Proteína	35kDa/44kDa/48kDa
Envío	Bolsa de hielo