

Anticuerpo Policlonal Anti-Kaiso/Zbtb33 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q86T24

Número de artículo: CM0016497



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Kaiso/ZBTB33 humana, validado para WB, IHC-P, ELISA con reactividad cruzada con ratón. Ideal para investigación sobre regulación transcripcional, señalización Wnt y metilación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Kaiso/ZBTB33 pAb de conejo
Notas/Alias	ZNF348; ZNF-kaiso; Kaiso/ZBTB33
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10009
GeneID	10009
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 523-672 de Kaiso/ZBTB33 humano (NP_006768.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q86T24
Peso Molecular	74kDa
Envío	Bolsa de hielo