


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kat2B/Pcaf Para Wb, If/Icc, Elisa - Q92831

Número de artículo: CM0012935



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra KAT2B/PCAF humana, apto para Western blot, IF/ICC y ELISA. Detecta KAT2B/PCAF en humanos, ratones y ratas. Apoya la investigación en epigenética y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KAT2B/PCAF Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAF; PCAF; P/CAF; KAT2B/PCAF
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8850
GeneID	8850
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-86 de KAT2B/PCAF humana (NP_003875.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92831
Peso molecular de la proteína	93kDa
Envío	Bolsa de hielo