

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kbtbd3 Para Wb, Elisa - Q8Nab2

Número de artículo: CM0013357

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KBTBD3 humano, validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de proteínas con dominios BTB/kelch.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KBTBD3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BKLHD3; KBTBD3
Especie	Humano
ID del gen (humano)	143879
ID del gen	143879
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 520-612 de KBTBD3 humano (NP_689646.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q8NAB2
Peso molecular	70 kDa
Envío	Bolsa de hielo