


Anticuerpo Policlonico Anti-Kcne1 De Conejo Para Wb, Elisa - P15382

Número de artículo: CM0017934



Introducción

Anticuerpo policlónico anti-KCNE1 de conejo validado para Western blot y ELISA. Apto para muestras humanas y de ratón; se dirige a la subunidad del canal cardíaco de potasio implicada en el síndrome de QT largo. Ideal para investigación en canales iónicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KCNE1 Rabbit pAb
Notas/Alias	ISK; JLNS; LQT5; MinK; JLNS2; LQT2/5; KCNE1
Especie	Humana
GeneID	3753 (Humana)
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 1-100 de KCNE1 humana (NP_000210.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón
SWISS	P15382
Peso Molecular	15kDa
Envío	Bolsa de hielo