

Anticuerpo Policlonal Anti-Kcnh1 Para Wb, Elisa - O95259

Número de artículo: CM0028629



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KCNH1/EAG1 humano (O95259) para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. El inmunógeno cubre los aminoácidos 813-962. Adecuado para la investigación de canales iónicos.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalle
Nombre del Producto	KCNH1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EAG; EAG1; ZLS1; hEAG; TMBTS; h-eag; hEAG1; Kv10.1; KCNH1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3756
GeneID	3756
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 813-962 de KCNH1 humano (NP_002229.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95259
Peso Proteico	111kDa
Envío	Bolsa de hielo