

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kcnj12 Para Wb, Elisa - Q14500

Número de artículo: CM0016534

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra KCNJ12 humano (Kir2.2), un canal de potasio de rectificación entrante sensible a ATP. Validado para WB y ELISA; reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para estudiar el potencial de membrana en reposo y la excitabilidad neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	KCNJ12 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IRK2; hIRK; IRK-2; hIRK1; KCNJN1; Kir2.2; kcnj12x; hkir2.2x; KCNJ12
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3768
GeneID	3768
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 354-433 del KCNJ12 humano (NP_066292.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q14500
Peso Proteico	49kDa
Envío	Bolsa de hielo