


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kdm1A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60341

Número de artículo: CM0022749



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-KDM1A validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Específico para la lisina desmetilasa 1A de histonas de humano, ratón y rata. Esencial para investigación en regulación epigenética y expresión génica. - O60341

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	KDM1A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110; KDM1A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23028
GeneID	23028
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 130-380 de la KDM1A humana (NP_055828.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O60341
Peso de la proteína	93kDa
Envío	Bolsa de hielo