

## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Kdm4A Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O75164

Número de artículo: CM0030979



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la KDM4A humana (JMJD2A), una histona desmetilasa que elimina específicamente las marcas de metilación de H3K9me3 y H3K36me3. Validado para WB, IHC-P, IP y ELISA con reactividad cruzada hacia humano y ratón. Adecuado para investigación epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | pAb de Conejo KDM4A                                                                                                                   |
| Observaciones/Alias | JMJD2, JHDM3A, JMJD2A, TDRD14A                                                                                                        |
| Especie             | Humano                                                                                                                                |
| GeneID              | 9682                                                                                                                                  |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 585-815 de la KDM4A humana (NP_055478.2) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                              |
| Aplicación          | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                                                                                  |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón                                                                                                                         |
| SWISS               | O75164                                                                                                                                |
| Peso Proteico       | 121kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                        |