

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Keap1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14145

Número de artículo: CM0023531



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra KEAP1, validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre estrés oxidativo y la vía NRF2. SWISS: Q14145.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalle
Nombre del producto	KEAP1 Rabbit pAb
Notas/Alias	INrf2; KLHL19; KEAP1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	9817
ID de gen	9817
Inmunógeno	Péptido sintético. Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 301-400 de KEAP1 humano (NP_036421.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14145
Peso de proteína	70kDa
Envío	Bolsa de hielo